

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
1	G003	标准砝码（21个）	0.001-100g	/	11楼1108质量控制部办公室	质量控制部	12	2026/8/5	1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg；1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g	
2	G004	标准砝码（21个）	0.001-100g	/	11楼1108质量控制部办公室	质量控制部	12	2026/8/5	1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg；1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g	
3	W171	温湿度计	JR912	/	11楼1107档案室	质量控制部	12	2026/8/5	温度：10℃、20℃、30℃，湿度：40%、60%、80%	
4	W172	温湿度计	JR912	/	11楼1110档案室	质量控制部	12	2026/8/5	温度：10℃、20℃、30℃，湿度：40%、60%、80%	
5	W149	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
6	W150	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
7	W151	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
8	W152	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
9	W153	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
10	W154	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
11	W155	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
12	W156	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
13	W157	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
14	W158	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
15	W159	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
16	W160	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
17	W161	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
18	W162	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
19	W163	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
20	W164	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8℃	
21	W269	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
22	W270	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
23	W304	高精度智能电子温湿度计	TH-30Pro	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
24	W305	高精度智能电子温湿度计	TH-30Pro	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
25	W306	高精度智能电子温湿度计	TH-30Pro	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
26	W307	高精度智能电子温湿度计	TH-30Pro	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	温度：-25、-18、0、4、8、20、25℃；湿度：40、55、75%	
27	YQ935	机料直尺-P	40CM	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	计量点：5、10、15、20、25、30、35、40CM	
28	YQ936	机料直尺-P	40CM	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	计量点：5、10、15、20、25、30、35、40CM	
29	YQ937	机料直尺-P	40CM	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/4/15	计量点：5、10、15、20、25、30、35、40CM	
30	W187	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
31	W188	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
32	W189	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
33	W190	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
34	W191	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
35	W192	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
36	W193	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
37	W194	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
38	W298	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
39	W299	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
40	W300	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
41	W301	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
42	W302	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
43	W303	高精度智能电子温度计	TH-10E	/	一楼业务受理部	业务受理部	12	2026/8/5	温度：-25、-18、0、4、8℃	
44	W020	玻璃温度计	(0~+100)℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30±1℃,36±1℃, 42℃±1℃,43±1℃ 44.5±0.5℃	
45	W028	温湿度表	JWS-A2	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度18℃, 22℃, 26℃湿度45%, 65%	
46	W037	玻璃温度计	(0~+100)℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30℃±1℃, 32.5℃±2.5℃, 36℃±1℃	
47	W039	冰箱温度计	(-50~+50)℃	/	9楼仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
48	W040	冰箱温度计	(-50~+50)℃	/	9楼907生物安全室2	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
49	W043	冰箱温度计	(-50~+50)℃	/	9楼907生物安全室1	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
50	W044	冰箱温度计	(-50~+50)℃	/	9楼样品室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
51	W046	冰箱温度计	(-50~+50)℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
52	W119	冰箱室温多用温度计	(-50~+50)℃	/	9楼907生物安全室1	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
53	W122	冰箱室温多用温度计	(-50~+50)℃	/	9楼仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
54	W125	玻璃温度计	0-100℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度36℃±1℃, 44℃±1℃	
55	W126	玻璃温度计	0-100℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30℃±1℃、36℃±1℃、44℃±1℃	
56	W128	玻璃温度计	0-100℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度36℃±1℃, 42℃±1℃	
57	W133	玻璃温度计	0-100℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30℃±1℃、36℃±1℃、44℃±1℃	
58	W165	温湿度计	STH130	/	九楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度7℃, 16℃, 25℃湿度40%, 58%, 75%	
59	W254	冰箱温度计	-40~20℃	/	12楼病原学检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
60	W256	冰箱温度计	/	/	12楼病原学检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
61	W284	温湿度计	0~120℃、0-100%RH	/	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：10、20、30℃ 湿度：60、80%	
62	W285	温湿度计	0~120℃、0-100%RH	/	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：10、20、30℃ 湿度：60、80%	
63	W286	温湿度计	0~120℃、0-100%RH	/	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：10、20、30℃ 湿度：60、80%	
64	W287	玻璃温度计	0~200℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度22.5℃±2.5℃，26℃±1℃，28℃±1℃	
65	W288	玻璃温度计	0~200℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度36℃±1℃，41.5℃±1℃	
66	W289	玻璃温度计	0~200℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	30℃±1℃，32.5℃±2.5℃，36℃±1℃，44.5℃±0.2℃	
67	W322	冰箱温度计	(-40~+20)℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
68	W323	冰箱温度计	(-40~+20)℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
69	YQ031	可调式移液器	20-200μl	04B9257	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	20uL、100uL、200uL，	
70	YQ034	可调式移液器	20μl	ZY96854	12楼实验室	微生物检测部	12	2026/4/15	2uL、10uL、20uL	
71	YQ036	可调式移液器	100-1000μl	02B1071	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000uL	
72	YQ096	电热恒温水浴锅	HWS-24	80873	9楼911细菌培养室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度48℃	
73	YQ104	生化培养箱	LRH-250-II	D1313	9楼911细菌培养室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30℃±1℃，32.5℃±2.5℃，36℃±1℃	
74	YQ138	电子天平	ML203/02	B314184047	12楼天平室	微生物检测部	12	2026/4/15	量程：0-220g，分度值0.001g	
75	YQ148	数显鼓风干燥箱	ED53	06-04591	9楼902洗消室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：250℃	
76	YQ149	数显鼓风干燥箱	GZX-9140MBE	6526	9楼902洗消室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：175℃	
77	YQ350	生化培养箱	LRH-250	130510020	12楼病原检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度25℃±1℃，36℃±1℃，37℃±1℃	
78	YQ395	进口台式冷冻离心机	5418R	5401BM405428	12楼PCR一样本处理室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度4℃，转速：2000、4000、6000/8000、10000、12000r/min	
79	YQ434	可调式移液器	(5-50)ul	ZY89734	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	5uL、25uL、50uL	
80	YQ435	可调式移液器	100-1000ul	ZX05160	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000uL	
81	YQ436	可调式移液器	(0.5-10)ul	X31156	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	1uL、5uL、10uL	
82	YQ443	可调式移液器	(20-200)ul	01F74122	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	20、100uL、200ul	
83	YQ461	电子天平	T500	1.20515E+11	9楼901试剂配制室	微生物检测部	12	2026/4/15	量程：2-500g，分度值0.1g	
84	YQ462	电子天平	T500	1.20515E+11	9楼905洁净室	微生物检测部	12	2026/4/15	量程：2-500g，分度值0.1g	
85	YQ498	二氧化碳培养箱	311	300111854	9楼910细菌培养室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度32.5℃±2.5℃	
86	YQ516	CFX96荧光定量PCR仪	CFX96	785BR16487	12楼PCR一扩增室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30、50、60、70、90、95℃	
87	YQ616	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	180308672	9楼910细菌培养室	微生物检测部	12	2026/4/15	36℃±1℃，41.5℃±1℃	
88	YQ617	电热恒温培养箱	DHP-9162	171041997	9楼910细菌培养室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度36℃±1℃，44℃±1℃	
89	YQ628	凝胶成像系统	GelDoc XR+	721BR15932	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	分辨率，灰阶等级，信噪比	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
90	YQ630	恒温水浴摇床	OLS 26	Q71804002	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度42℃±2℃	
91	YQ631	电热恒温水槽	CU-420	180726044	12楼血清学检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：37℃±1℃，56℃±1℃	
92	YQ632	电热恒温水槽	CU-420	180723689	9楼905洁净室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度45℃、48℃±2℃、49℃±1℃、60℃	
93	YQ636	数字式风速仪	QDF-6型	18331	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	风速0.4/1/2/5/10/15/20m/s	
94	YQ637	声级计	TES-1350A	180501393	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	声压级94dB	
95	YQ638	风量仪	FL-1	20818117	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/4/15	测量点160、320、800、1600、2400、3200	
96	YQ645	自动高压灭菌器	HVE-50	8B57855	9楼903高压蒸汽灭菌室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度115℃、121℃	
97	YQ663	可调节式移液器	0.5-10uL	J32426B	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	1uL、5uL、10uL	
98	YQ752	pH计	PHS-25	601318N0020030022	9楼901试剂配制室	微生物检测部	12	2026/4/15	计量点pH：4.00、6.86、9.18	
99	YQ812	可调式移液器	100-1000ul	YE17CAG0149660	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000ul	
100	YQ814	可调式移液器	100-1000ul	YE17CAG0150309	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000ul	
101	YQ829	可调式移液器	0.85-10ul	12513373	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	1uL、5uL、10uL	
102	YQ834	浊度测定仪	DensiCHEK plus	0A0427815	9楼907生物安全室1	微生物检测部	12	2026/4/15	计量点0.50、1.00、2.00、3.00、4.00	
103	YQ836	可调式移液器	100-1000ul	844061276	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000ul	
104	YQ837	可调式移液器	100~1000ul	Y38814	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000uL	
105	YQ838	可调式移液器	10-100ul	544040542	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	10uL、50uL、100uL	
106	YQ839	可调式移液器	20-200ul	CH60016	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	20uL、100uL、200uL	
107	YQ840	生物安全柜	HR40-IIA2KY	BE02V000600QHL4HDDR	12楼样品处理室	微生物检测部	12	2026/4/15	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
108	YQ841	生物安全柜	HR40-11A2KY	BE02V000600QHL4HW4	12楼血清学检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
109	YQ842	生物安全柜	HR40-IIA2KY	BE03V000600QHL4HPVE	12楼病原学检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
110	YQ846	可调式移液器	5~50uL	06B6617	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	5uL、25uL、50uL	
111	YQ851	恒温金属浴	TU-10	W210700713	9楼910细菌培养室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度：56℃±1℃	
112	YQ852	可调式移液器（十二通道）	20-200uL	03J50013	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	20uL、100uL、200uL	
113	YQ870	可调式移液器	2-20uL	ZY96728	12楼	微生物检测部	12	2026/4/15	2uL、10uL、20uL	
114	YQ894	可调式移液器	100-1000ul	R54230K	12楼PCR1室	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000uL	
115	YQ895	可调式移液器	20-200ul	H56852L	12楼PCR1室	微生物检测部	12	2026/4/15	20uL、100uL、200uL	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
116	YQ896	可调式移液器	20-200ul	GD225AM0007314	12楼PCR1室	微生物检测部	12	2026/4/15	20uL、100uL、200uL	
117	YQ897	可调式移液器	100-1000ul	GD225AN0000692	12楼PCR1室	微生物检测部	12	2026/4/15	100uL、500uL、1000uL	
118	YQ903	台式高速冷冻离心机	TGL18M	23972207020	12楼血清学检测室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度4℃、18℃ 转速：2000、4000、6000/8000、10000、12000r/min，	
119	YQ925	生物安全柜	II级A2-1374	1.37432E+12	12楼PCR-试剂配制室	微生物检测部	12	2026/4/15	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
120	YQ934	实时荧光定量PCR仪	QuantStudio1 Plus	S21110092	12楼PCR一室	微生物检测部	12	2026/4/15	温度30、50、60、70、90、95℃	
121	YQ970	尘埃粒子计数器	XS-L310A	31025K003A	9楼	微生物检测部	12	2026/4/15	流量：100L/min	
122	BX070	超低温冰箱	DW86L208G SC2108072	DW86L208G SC2108072	12楼超低温冰箱室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度-70℃	
123	W142	冰箱温度计	-50℃-50℃	/	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
124	W143	冰箱温度计	-40℃-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
125	W183	冰箱温度计	-50℃~50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
126	W185	冰箱温度计	—50℃~50℃	/	12楼PCR1样品处理室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
127	W186	冰箱温度计	—50℃~50℃	/	12楼PCR1试剂配制室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
128	W249	冰箱温度计	-40~20℃	/	12楼样品处理室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
129	W250	冰箱温度计	-40~20℃	/	9楼901试剂配制室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
130	W251	冰箱温度计	-40~20℃	/	12楼ELISA检测室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
131	W252	冰箱温度计	-40~20℃	/	12楼ELISA检测室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
132	W253	冰箱温度计	-40~20℃	/	12楼样品处理室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
133	W257	冰箱温度计	/	/	9楼901试剂配制室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
134	W258	冰箱温度计	/	/	12楼PCR-试剂配制室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度2℃、5℃、8℃、-18℃	
135	W296	水银温度计	0-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度22.5℃±2.5℃, 25℃±1℃ 28℃±2℃	
136	W297	水银温度计	0-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度25℃±1℃ ,36℃±1℃ ,37℃±1℃	
137	W308	玻璃温度计	0-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度36℃±1℃,41.5℃±1℃ ,43℃±1℃ , 44.5℃±0.5℃	
138	W309	玻璃温度计	0-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度32.5℃±2.5℃, 36℃±1℃ ,41.5℃±1℃	
139	W310	玻璃温度计	0-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度32.5℃±2.5℃,36℃±1℃ ,43℃±1℃ , 44.5℃±0.5℃	
140	W311	玻璃温度计	0-50℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度30℃±1℃ ,41.5℃±1℃,43℃±1℃ , 44.5℃±0.5℃	
141	W312	温湿度计	KH600A	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度18℃, 22℃, 26℃ 湿度30%, 50%, 70%	
142	W313	温湿度计	KH600A	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度10℃, 20℃, 30℃ 湿度 80%	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
143	W314	温湿度计	KH600A	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度10℃，20℃，30℃ 湿度 80%	
144	W315	玻璃温度计	0~200℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度：22.5℃±2.5℃, 25℃±1℃， 26±1℃ ,28℃±1℃,30℃±1℃	
145	W316	玻璃温度计	0-200℃	/	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度36℃±1℃，41.5℃±1℃，42℃±1℃，43℃±1℃，44℃±1℃，44.5℃±0.5℃	
146	YQ027	全自动酶标仪	Thermo-FC	357-903125T	12楼ELISA检测室	微生物检测部	12	2026/8/5	测量波长点：405,450,492,630	
147	YQ029	全自动酶标仪	MK3	3530903672	12楼ELISA检测室	微生物检测部	12	2026/8/5	测量波长点：405,450,492,630	
148	YQ101	电子天平	DT200A	10016	9楼905洁净室	微生物检测部	12	2026/8/5	量程：0-200g，分度值0.01g	
149	YQ125	多功能生物自动测量分析仪	ZY-300IV	2081903	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/8/5	直径±0.0.1mm	
150	YQ442	可调式移液器	(0.5-10) ul	J20169B	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	1uL、5uL、10uL	
151	YQ496	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-LS-50S II	2017-B578	9楼903高压蒸汽灭菌室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度：100℃、115℃、121℃	
152	YQ614	霉菌培养箱	MJ-150-1	180308975	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度22.5℃±2.5℃，26℃±1℃ ,28℃±1℃	
153	YQ615	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	180308675	9楼911细菌培养室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度22.5℃±2.5℃，26℃±1℃ ,28℃±1℃	
154	YQ618	电热恒温培养箱	DHP-9162	171042001	9楼911细菌培养室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度：36℃±1℃,41.5℃±1℃ ,43℃±1℃，44.5℃±0.5℃	
155	YQ705	轻便型智能集菌仪	TW-902	SD19102300	9楼905洁净室	微生物检测部	12	2026/8/5	转速100，120，150	
156	YQ753	生物安全柜	Bio II Advance	525853	9楼908生物安全室2	微生物检测部	12	2026/8/5	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
157	YQ754	生物安全柜	Bio II Advance	525659	9楼907生物安全室1	微生物检测部	12	2026/8/5	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
158	YQ764	空气采样器	HAS-10B	HAS-20-008	9楼906仪器室	微生物检测部	12	2026/8/5	计量点100L/min	
159	YQ810	全自动核酸提取仪	NP968-C	TL10CL20121458	12楼PCR一样本处理室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度90℃	
160	YQ813	可调式移液器	10-100ul	YE17CAG0127751	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	10uL、50uL、100uL	
161	YQ815	可调式移液器	10-100ul	YE17CAG0127750	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	10uL、50uL、100ul	
162	YQ828	可调式移液器	20-200ul	12511665	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	20uL、100uL、200uL	
163	YQ843	生物安全柜	BSC-13041IIB2	JZ2020104512	12楼PCR室样品制备室	微生物检测部	12	2026/8/5	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
164	YQ844	生物安全柜	BSC-10041IIA2	JZ2021010042	12楼PCR试剂配制室	微生物检测部	12	2026/8/5	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
165	YQ845	可调式移液器	30~300μL	01F65941	12楼ELISE检测室	微生物检测部	12	2026/8/5	30uL、150uL、300uL	
166	YQ847	可调式移液器（十二通道）	20-200ul	01F67192	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	20uL、100uL、200ul	
167	YQ883	霉菌培养箱	MJ150I	220209417	9楼911细菌培养室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度22.5℃±2.5℃, 25℃±1℃，28℃±2℃	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
168	YQ884	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	211162746	9楼910细菌培养室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度36℃±1℃,42℃±1℃	
169	YQ904	立式压力蒸汽灭菌器	LDZH-100KBS	100G220183	9楼903高压蒸汽灭菌室	微生物检测部	12	2026/8/5	126℃	
170	YQ915	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	AA21116273	9楼910细菌培养室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度30℃±1℃,32.5℃±2.5℃, 36℃±1℃, 44.5℃±0.2℃	
171	YQ919	细菌内毒素测定仪	ND-80	20231120013	9楼洁净室	微生物检测部	12	2026/8/5	温度37℃±1℃,	
172	YQ924	生物安全柜	BSC-1804IIA2	JZ2019122248	12楼PCR-样品处理室	微生物检测部	12	2026/8/5	噪音、振动、流速、照度、洁净度、高效过滤器完整性	
173	YQ953	酶标分析仪	MB-580	C12506006	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	接收波长: 405、450、490、541、562、570、580、630、650、660、750, 发射波长350, 530	
174	YQ954	紫外辐照计	LS126C	126300358	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	波长254nm	
175	YQ956	霉菌培养箱	MJX-250BL	2.02502E+13	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度22.5℃±2.5℃, 26℃±1℃, 28℃±1℃, 30℃±1℃	
176	YQ957	隔水式恒温培养箱	GHP-9160N	AA250521541	9楼	微生物检测部	12	2026/8/5	温度36℃±1℃, 41.5℃±1℃, 42℃±1℃, 43℃±1℃, 44℃±1℃, 44.5℃±0.5℃	
177	YQ958	可调式移液器（12通道）	5-50ul	23J69820	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	5, 25, 50μL	
178	YQ959	可调式移液器（8通道）	0.5-10ul	12J73088	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	1, 5, 10μL	
179	YQ960	可调式移液器（12通道）	5-50ul	26J69796	12楼	微生物检测部	12	2026/8/5	5, 25, 50μL	
180	W002	温湿度表	JWS-A2	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
181	W006	温湿度计	-20~50℃ (10℃~102%) RH	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
182	W060	温度计	-40~50℃	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: -20℃、0℃、4℃、10℃	
183	W062	温湿度表	/	/	11楼原子吸收室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
184	W069	温湿度计	JWS-A2	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
185	W080	冰箱温度计	(-50~+50)℃	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: -20℃、0℃、4℃、10℃	
186	W167	冰箱温度计	-40℃-20℃	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: -20℃、0℃、4℃、10℃	
187	W168	冰箱温度计	-40℃-20℃	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: -20℃、0℃、4℃、10℃	
188	W170	冰箱温度计	-40℃-20℃	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: -20℃、0℃、4℃、10℃	
189	W290	温湿度计	WS-1	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
190	W291	温湿度计	WS-1	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
191	W292	温湿度计	WS-1	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	
192	W293	温湿度计	WS-1	/	11楼	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度: 10℃、20℃、30℃, 湿度: 20%、40%、60%、80%	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
193	YQ190	气相色谱仪	6890N	US10642052	10楼1008气相色谱室	水质与环境理化部	24	2026/4/15	FID检测器 ，基线噪音：≤1pA(FID) 基线漂移(30min)：≤10pA(FID) 检测限：≤0.5ng/s(FID) 定性重复性：≤1% 定量重复性：≤3%	
194	YQ274	数显电热鼓风干燥箱	101-2A	1072	11楼1101热处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度点105℃ 。温度偏差：±2℃；均匀度：2℃；波动度：±0.5℃	
195	YQ312	红外分光测油仪	OIL 460	8511561	11楼1106无机理化	水质与环境理化部	12	2026/4/15	示值误差、重复性	
196	YQ353	电子天平	BT-224S	19291413	11楼1104天平室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	量程0.01-220g，分度值0.0001g	
197	YQ356	电子天平	BL-320S	D433001889	11楼1104天平室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	量程0.2-320g，分度值0.01g	
198	YQ456	电子天平	XSE205	B448307077	11楼1104天平室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	量程0.01-220g，分度值0.00001g	
199	YQ460	电导率仪	S230	B602991758	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	计量电导率200us/cm、2000us/cm	
200	YQ463	智能余氯仪	YL-1Z	65544	11楼1115气相液相室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	示值误差：计量值0.5mg/L、1.0mg/L、1.5mg/L、2.0mg/L；重复性：1.0mg/L	
201	YQ483	酸度计（pH）	PE20	B550817116	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	计量点pH：4.01、6.86、9.18	
202	YQ484	光电浊度计	WZT-3	1601512	11楼1115气相液相	水质与环境理化部	12	2026/4/15	零点漂移、稳定性、重复性、示值误差	
203	YQ505	四通道低本底αβ测量仪	LB-4	4022	11楼1113原子吸收	水质与环境理化部	24	2026/4/15	计数率、探测效率、重复性、窄道比	
204	YQ546	COD测定仪	MS-3型	HZ823MWD-00010321	11楼1106无机理化室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	计量点800W	
205	YQ652	电热恒温油浴锅	DU-30	180828385	11楼1116土壤处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度：180℃ 。温度偏差：±2.5℃、均匀度：1.0℃、波动度：1.0℃	
206	YQ671	海水盐度计	0-100	/	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	计量点5‰、20‰、50‰示值误差	
207	YQ769	恒温水浴锅	HH-6	342387	11楼1116土壤处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度：60、100℃ 。温度偏差：±1℃（-80-100）℃；温度均匀度：0.5℃（-80-100）℃；温度波动度：0.5℃（-80-100）℃；	
208	YQ793	恒温加热消煮炉	JKXZ06-8B	JKXZ8B-2020-04036	11楼1116土壤处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度：360、375、400℃ 。温度允许偏差：室温~200℃:±2℃；温度大于200℃:温度设定值的±2%。温度波动度：室温~200℃:±1℃；温度大于200℃:温度设定值的±1%。温度均匀度：室温~200℃:≤3℃；温度大于200℃:≤温度设定值的3%。	
209	YQ809	离子色谱仪	DIONEX AQUION RFIC	201270010	11楼1115气相液相室	水质与环境理化部	24	2026/4/15	线性范围、检出限、重复性	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
210	YQ872	可调式移液器	200-1000ul	4027	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	200-1000ul	
211	YQ873	可调式移液器	10-100ul	844040019	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	10-100ul	
212	YQ887	电热鼓风干燥箱	101-00A	1003	11楼1117样品风干晾晒室	水质与环境理化部	12	2026/4/15	温度点105℃。温度偏差：±2℃；均匀度：2℃；波动度：±0.5℃	
213	W173	温湿度计	JR912	/	11楼水质部	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度：10℃、20℃、30℃，湿度：20%、40%、60%、80%	
214	W174	温湿度计	JR912	/	11楼水质部	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度：10℃、20℃、30℃，湿度：20%、40%、60%、80%	
215	W175	温湿度计	JR912	/	11楼水质部	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度：10℃、20℃、30℃，湿度：20%、40%、60%、80%	
216	W294	温湿度计	WS-1	42973	11楼水质部	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度：10℃、20℃、30℃，湿度：20%、40%、60%、80%	
217	YQ510	紫外可见光分光光度计	UV-2600	A11665532110CS	11楼1113原子荧光室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	波长200-900nm，透射比0-100%	
218	YQ514	余氯测量计	C125	4503170001	11楼1113原子吸收室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	示值误差：计量值0.5mg/L、1.0mg/L、1.5mg/L、2.0mg/L；重复性：1.0mg/L	
219	YQ574	气相分子吸收光谱仪	AJ3000Plus	913	11楼1115气相液相	水质与环境理化部	12	2026/8/5	线性范围、检出限、重复性	
220	YQ681	可调式移液器	10-100μL	YE4A383727	11楼土壤前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	10-100uL	
221	YQ682	可调式移液器	1-100μL	YE4A359656	11楼土壤前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	1-100uL	
222	YQ686	数显恒温水浴锅	HH-4	16183	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度：60℃、100℃。温度偏差：±1℃（-80-100）℃；温度均匀度：0.5℃（-80-100）℃；温度波动度：0.5℃（-80-100）℃；	
223	YQ723	原子荧光光度计	AFS-933	933-	11楼1113原子吸收	水质与环境理化部	12	2026/8/5	As元素：线性范围、检出限、重复性	
224	YQ746	立式高压蒸汽灭菌器	LDZX-	30GS190483	11楼1101热处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度点：115℃、120℃。压力点：0.080Mpa、0.108Mpa。	
225	YQ749	可调式移液器	100-1000ul	R42857G	11楼水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	100-1000ul	
226	YQ750	可调式移液器	100-1000ul	R42966G	11楼水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	100-1000ul	
227	YQ797	旋转蒸发器	RE-201D	2101526	11楼1106无机理化室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度点：40℃，95℃。温度偏差：±1.0℃、均匀度：0.5℃、波动度：±0.5℃	
228	YQ808	流动注射分析仪	BDFIA-8000	LAS800041042012170483	11楼1115气相液相室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	阴离子表面活性剂、水中挥发酚、氰化物	
229	YQ811	示波极谱仪	JP-2E	J0219958	11楼1113原子吸收	水质与环境理化部	12	2026/8/5	测量重复性	
230	YQ893	工业电导率仪	DDG-5205A	710821S0022010018	11楼1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	引用误差、重复性	
231	YQ932	标准检验筛	10目/时	1	11楼土壤室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	尺寸：10目/时	
232	YQ939	可调式移液器	0.5~10μL	N45282K	1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	0.5~10μL	
233	YQ940	可调式移液器	100-1000μL	N33871J	1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	100-1000μL	
234	YQ941	可调式移液器	10-1000μL	N25495J	1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	10-1000μL	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
235	YQ942	可调式移液器	0.5-5mL	M30853L	1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	0.5-5mL	
236	YQ943	可调式移液器	100-1000μL	YEA2BAH0062517	1102水质前处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	100-1000μL	
237	YQ947	鼓风干燥箱	DHG-9145A	AA250419537	11楼1101热处理室	水质与环境理化部	12	2026/8/5	温度点105℃。温度偏差：±2℃；均匀度：2℃；波动度：±0.5℃	
238	W077	冰箱温度计	-50~+50℃	/	8楼样品室冰柜	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃、20℃	
239	W078	冰箱温度计	-50~+50℃	/	8楼样品室冰柜	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃、20℃	
240	W086	冰箱室温多用温度计	-50~+50℃	/	食品农产品理化部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃、20℃	
241	W115	温度计	-50~+50℃	/	9楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：4℃、20℃、37℃	
242	W141	冰箱温度计	-40℃-50℃	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃、20℃	
243	W196	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	本机温度：10℃、20℃、30℃ 本机湿度：60%、80%	
244	W198	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	本机温度：10℃、20℃、30℃ 本机湿度：60%、80%	
245	W199	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	本机温度：10℃、20℃、30℃ 本机湿度：60%、80%	
246	W201	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
247	W202	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
248	W203	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
249	W204	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
250	W205	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
251	W206	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
252	W208	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
253	W209	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
254	W210	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
255	W211	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
256	W212	高精度智能电子温湿度计	JR900A	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	引线温度：-20℃、4℃	
257	W214	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
258	W216	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
259	W217	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
260	W218	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
261	W219	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
262	W222	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
263	W223	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
264	W224	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
265	W225	高精度智能电子温湿度计	TH-21E	/	八楼食品处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：-20℃、4℃	
266	W236	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
267	W237	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
268	W238	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
269	W239	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
270	W240	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
271	W241	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
272	W242	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
273	W317	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
274	W318	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
275	W319	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
276	W320	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
277	W321	温湿度计	288-cth	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度：10℃、20℃、30℃ 湿度：60%、80%	
278	YQ153	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9076A	H-1002086	8楼819高温室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度计量点：105℃、50℃	
279	YQ171	箱式电阻炉	SX2-8-7	3308	8楼819室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度点：550℃，900℃	
280	YQ173	阿贝折射仪	2WAJ	931999	8楼813无机前处理	食品农产品理化部	12	2026/4/15	折射率nD：1.300~1.700	
281	YQ200	气相色谱仪	GC-2010	C113246032	7楼704气相气质室	食品农产品理化部	24	2026/4/15	FPD检测器 ，检出限FPD≤0.1ng/s(磷)	
282	YQ201	气相色谱仪	GC-2010	C113246092	7楼704气相气质室	食品农产品理化部	24	2026/4/15	ECD检测器 ，检出限：ECD≤5pg/mL	
283	YQ240	电子天平	JJ1000	21101004159	7楼710天平室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：0.2-1000g，分度值0.01g	
284	YQ251	液相色谱仪	Watere2695	K10SM7213A	7楼701液相室	食品农产品理化部	24	2026/4/15	泵流量稳定性：≤2%， 紫外检测器 定性重复性≤1.0%，定量重复性≤3.0%，基线噪声≤5×10-4AU，基线漂移≤5×10-3AU/30min，最小检测浓度≤5×10-8g/mL； 荧光检测器 定性重复性≤1.0%，定量重复性≤3.0%，基线噪声≤5×10-4FU，基线漂移≤5×10-3FU/30min，最小检测浓度：≤5×10-9g/mL	
285	YQ372	双道原子荧光光度计	AFS-3100	3100/212564	8楼805光谱室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	稳定性：漂移≤5%/30min；噪声≤3%检出限：≤0.4ng测量重复性：≤3%测量线性：R≥0.997	
286	YQ382	电子天平	AL204	1225060960	8楼815天平室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	0.01-210g，分度值0.0001g	
287	YQ419	电热恒温水浴锅	HWS-26	143434	8楼813无机前处理	食品农产品理化部	12	2026/4/15	计量点38℃、50℃、60℃、65℃、70℃、90℃	
288	YQ423	紫外分光光度计	UV-1240	A10935032269	8楼802普通仪器室1	食品农产品理化部	12	2026/4/15	波长190-2600nm，透射比5%-50%；1、波长：710nm；比色皿:1cm；2、波长：540nm；比色皿:1cm；3、波长：638nm；比色皿:1cm；4、波长：460nm；比色皿:2cm；5、波长：650nm；比色皿:3cm 杂散光：A段≤0.5%(250nm),B段≤1.0%(415nm/420nm/540nm/550nm)	
289	YQ423	紫外可见分光光度计	UVmini-1240	A10935032269	8楼802普通仪器室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	波长示值误差、波长示值重复性、透射比示值误差、透射比示值重复性、杂散光、噪声与漂移、基线平直度	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
290	YQ425	液相色谱质谱联用仪	LCMS-8050	010835200283AE	7楼702液质室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	分辨力：ESI+：≤1u 信噪比：三重四级杆：ESI+：≥30:1,ESI-：≥10:1 质量准确性：ESI+：≤0.5u 峰面积重复性：≤10% 保留时间重复性：ESI+：≤1.5%	
291	YQ431	可调式移液器	1-10ml	N13363G	7楼715兽残药残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：1-10ml	
292	YQ445	可调式移液器	0.5-10ul	YE4AQ202991	8楼813无机前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：0.5-10ul	
293	YQ446	可调式移液器	2-20ul	YE4A249493	7楼前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：2-20ul	
294	YQ448	可调式移液器	10-100ul	YE4A251515	8楼前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：10-100ul	
295	YQ468	电子天平	JJ3000B	24301511001	8楼815天平室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	0-3000g，分度值0.01g	
296	YQ491	可调式移液器	100-1000ul	I48987F	7楼前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：（100-1000ul）	
297	YQ500	多参数测试仪（酸度计）	SevevExcellence	B709456554	8楼802普通仪器室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	pH4.00、6.86、9.18	
298	YQ530	可调节式移液器	100-1000UL	YE179AG003145	8楼813无机前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：100-1000UL	
299	YQ531	可调节式移液器	100-1000UL	YE179AG003143	8楼813无机前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：100-1000UL	
300	YQ532	可调节式移液器	100-1000UL	YE179AG003142	8楼813无机前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：100-1000UL	
301	YQ542	水浴恒温振荡器	SHZ-B	170169	7楼715兽残、药残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度37℃，振荡频率111/140r/min	
302	YQ554	水浴恒温振荡器	SHZ-88	6010618	7楼718食品农产品前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	温度37℃，振荡频率111/140r/min	
303	YQ570	可调节式移液器	100-1000ul	YE179AG003144	8楼813无机前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：100-1000ul	
304	YQ583	气相色谱仪	6890B	CN18073059	7楼气相室	食品农产品理化部	24	2026/4/15	FID、ECD检测器	
305	YQ653	可调移液器	20-200ul	L27489G	7楼715兽残药残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：20-200ul	
306	YQ657	酒精计	60-70	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/4/15	测量分度值:60-70/0.1	
307	YQ658	酒精计	10-20	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/4/15	测量分度值:10-20/0.1	
308	YQ659	酒精计	40-50	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/4/15	测量分度值:40-50/0.1	
309	YQ660	酒精计	50-60	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/4/15	测量分度值:50-60/0.1	
310	YQ661	酒精计	20-30	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/4/15	测量分度值:20-30/0.1	
311	YQ662	酒精计	0-10	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/4/15	测量分度值:0-10/0.1	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
312	YQ699	可调式移液器	500-5000μL	112497A	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：500-5000μL	
313	YQ701	可调式移液器	0.5-5mL	136172H	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：0.5-5mL	
314	YQ702	可调式移液器	1-10mL	137278k	8楼前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：1-10mL	
315	YQ703	可调式移液器	10-50μL	/	8楼前处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：10-50μL	
316	YQ800	电子天平	JJ323BC	W143319110323	8楼815天平室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	0.02-320g，分度值0.001g	
317	YQ971	标准检验筛	10目	/	7楼处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：10目	
318	YQ972	标准检验筛	12目	/	7楼处理室	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：12目	
319	YQ973	可调式移液器	500-5000μL	O61652J	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/4/15	量程：500-5000μL	
320	W095	冰箱温度计	-50~+50℃	/	8楼标物室2号冰箱	食品农产品理化部	12	2026/8/5	温度：-20℃、4℃、20℃	
321	W144	冰箱温度计	-40℃-50℃	/	8楼食农部	食品农产品理化部	12	2026/8/5	温度：-20℃、4℃、20℃	
322	YQ511	鼓风干燥箱	DHG-9245A	170308080	8楼819室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	温度点：85℃，105℃	
323	YQ513	液相色谱-原子荧光联用仪	SA-20	933-16121878	8楼805光谱室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	稳定性：漂移≤5%/30min；噪声≤5% 最小检出量：五价砷≤1.0ng、三价砷≤1.0ng 定性测量重复性：≤2% 定量测量重复性：≤5%	
324	YQ576	ICP-MS	iACP RQ	ICAPRQ00569	8楼801 ICP-MS室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	检出限Be≤30ng/L、In≤10ng/L、Bi≤10ng/L；灵敏度Be≥5Mcps/(mg/L)、In≥30Mcps/(mg/L)、Bi≥20Mcps/(mg/L)；氧化物产率≤3.0%；双电荷产率≤3.0%；分辨率≤0.8u；稳定性≤3.0%	
325	YQ577	超纯水机	IQ7000	F7SA09404	812	食品农产品理化部	12	2026/8/5	计量点：电导率18.25MΩ·cm	
326	YQ584	液相色谱仪	1260	DEAEQ16098	7楼701液相室	食品农产品理化部	24	2026/8/5	泵流量稳定性：≤2%， 紫外检测器 定性重复性≤1.0%，定量重复性≤3.0%，基线噪声≤5×10-4AU，基线漂移≤5×10-3AU/30min，最小检测浓度≤5×10-8g/mL； 示差折光率检测器 ：定性重复性≤1.0%，定量重复性≤3.0%，基线噪声≤5×10-7RUI，基线漂移≤5×10-6RUI/30min，最小检测浓度≤5×10-6g/mL	
327	YQ587	光电浊度计	WZT-2A	1803012	8楼802普通仪器室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	仪器零点漂移、仪器示值稳定性、仪器重复性	
328	YQ688	液相色谱质谱联用仪	LCMS-8045	011405700414AE	7楼702液质室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	分辨力：ESI+：≤1u 信噪比：三重四级杆：ESI+：≥30:1,ESI-：≥10:1 质量准确性：ESI+：≤0.5u 峰面积重复性：≤10% 保留时间重复性：ESI+：≤1.5%	
329	YQ755	可调式移液器	2-20uL	M122951	7楼715兽残药残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：2-20uL	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
330	YQ756	可调式移液器	10-100uL	P377461	7楼715兽残农残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：10-100uL	
331	YQ757	可调式移液器	100-1000uL	P115361	8楼食品农产品理化部	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：100-1000uL	
332	YQ758	可调式移液器	1-10mL	K531711	7楼715兽残药残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：1-10mL	
333	YQ763	原子吸收分光光度计	ice3500	AA09202308	8楼805光谱室	食品农产品理化部	24	2026/8/5	波长示值误差±0.5nm；波长重复性≤0.3nm； 石墨炉 镉检出限≤4pg；测量重复性≤5%；线性误差≤15%	
334	YQ795	电子天平	JJ1000	211020094372	7楼718食品农产品前处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程0-1000g，分度值0.01g	
335	YQ796	电子天平	JJ1000	21102009435	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程0-1000g，分度值0.01g	
336	YQ798	自动旋光仪	SGW-531	811720110053	10楼1008气相色谱室	药品理化部	12	2026/8/5	示值误差：±0.05°； 重复性：0.017°； 仪器稳定性：≤0.05°； 温度：20±0.5℃,25±0.5℃	
337	YQ860	稀释仪	5-50ml	20D67361	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/8/5	容量：5、25、50mL	
338	YQ861	稀释仪	5-50ml	20D67968	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/8/5	容量：5、25、50mL	
339	YQ862	稀释仪	5-50ml	20K61188	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/8/5	容量：5、25、50mL	
340	YQ863	稀释仪	5-50ml	20K61157	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/8/5	容量：5、25、50mL	
341	YQ864	稀释仪	5-50ml	21H23679	7楼716农残前处理	食品农产品理化部	12	2026/8/5	容量：5、25、50mL	
342	YQ901	稀释仪	5-50mL	/	8楼	食品农产品理化部	12	2026/8/5	容量：5、25、50mL	
343	YQ920	酒精计	50-55	/	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/8/5	测量分度值:50-55/0.1	
344	YQ938	电位滴定仪	T960 Basic	OG3102A30200043	8楼813	食品农产品理化部	12	2026/8/5	滴定精度0.01ml/滴，电信号测量精度0.1mv，示值、重复性	
345	YQ944	可调式移液器	100-1000uL	H38937K	8楼食品农产品理化部	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：100-1000uL	
346	YQ951	食品二氧化硫测定系统	HY-2700	HY-202506012700YJJC2	7楼前处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	蠕动泵 10mL 气流流量(1-2L)/min	
347	YQ952	pH计	PHSJ-6L	602323N00241909002	8楼802普通仪器室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	pH4.00、6.86、9.18	
348	YQ955	可调式移液器	10-100uL	110389K	7楼715兽残农残前处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：10-100uL	
349	YQ969	标准检验筛	40目	/	7楼处理室	食品农产品理化部	12	2026/8/5	量程：40目	
350	G005	标准砝码	1kg	/	10楼药品理化部办公室	药品理化部	12	2026/4/15	1kg	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
351	W053	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：2℃，8℃，37℃	
352	W063	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：2℃，8℃	
353	W071	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：-20℃，2℃，8℃，	
354	W075	玻璃温度计	0℃~+50℃	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：37℃	
355	W135	温湿度计	JR913	/	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
356	W137	温湿度计	JR913	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
357	W139	温湿度计	JR913	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
358	W195	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：2℃，8℃	
359	W226	温湿度计	288-cth	/	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
360	W227	温湿度计	288-cth	/	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
361	W228	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
362	W229	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
363	W230	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
364	W231	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
365	W232	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
366	W233	温湿度计	288-cth	/	10楼1012样品室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
367	W234	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
368	W235	温湿度计	288-cth	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
369	W259	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：2℃，8℃	
370	W262	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：2℃，8℃	
371	W278	温湿度计	TH-20E	22111140	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
372	W280	玻璃温度计	0-100℃	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：20℃，25℃，30℃，50℃，70℃，100℃	
373	W324	玻璃温度计	0-100℃	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：20℃，37℃，60℃，100℃	
374	W325	玻璃温度计	0-100℃	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：20℃，37℃，60℃，100℃	
375	YQ052	振实仪	ZS-2F	20221310093	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	振实频率为每分钟250次，幅度为3mm或振实频率为每分钟300次，幅度为14mm	
376	YQ133	锥入度测定仪	ZHR-2	20220840144	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	锥体质量：I号锥体：102.5g；II号锥体：22.5g；III号锥体及锥杆：9.38g； 锥杆质量：I号锥体：47.5g；II号锥体：15gg；使用I号锥体、II号锥体测定，单次测定值与平均值的相对偏差；使用III号锥体单次测定值与平均值的相对偏差	
377	YQ185	电子天平	AUW220D	D450014237	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	量程：0-210g，分度值0.0001g； I 级合格	
378	YQ197	生物显微镜	YX280A OLYMPUS BX41	TM26031	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	物镜放大倍数误差	
379	YQ204	高效液相色谱仪	U3000	8052100	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	24	2026/4/15	二级管阵列检测器。 泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性；定量重复性；基线噪声；基线漂移；最小检测浓度；	
380	YQ205	高效液相色谱仪	1200	DE63058393	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	24	2026/4/15	紫外可见光检测器。 泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性；定量重复性；基线噪声；基线漂移；最小检测浓度；	
381	YQ207	高效液相色谱仪	LC-20AT	L2015470569 2AE	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	24	2026/4/15	二极管阵列检测器。 泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性；定量重复性；基线噪声；基线漂移；最小检测浓度；	
382	YQ209	高效液相色谱仪	LC-20AB	L2014450101 4AE	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	24	2026/4/15	紫外可见光检测器。 泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性；定量重复性；基线噪声；基线漂移；最小检测浓度；	
383	YQ217	渗透压测定仪	STY-1A	20110020422	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/4/15	示值误差； 两次测定值的标准偏差≤2%	
384	YQ323	真空减压干燥箱	YB-Z	90	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：37℃；60℃； 压力测量点：-0.05MPa	
385	YQ344	药物熔点仪	YRT-3	07-19-151	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：≤200℃,>200℃	
386	YQ374	薄层成像系统	TLC Visualizer2	290756	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	波长最大允许误差，波长示值重复性；线性误差；同板峰面积重复性；需显色后测定的峰面积相对标准偏差；	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
387	YQ470	高效液相色谱仪	LC-20AD	L2010502699 9AE	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	24	2026/4/15	紫外可见光检测器。泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性；定量重复性；基线噪声；基线漂移；最小检测浓度；	
388	YQ473	数显薄层加热器	HT-II	1510021	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：80℃；105℃；110℃	
389	YQ478	水浴锅	AF6DM	2056-0620- 22010	10楼1010前处理室 2	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：40℃；60℃；100℃	
390	YQ495	自动水分测定仪	V10s	B637028927	11楼1112水分室	药品理化部	12	2026/4/15	水分含量示值误差；水分含量重复性	
391	YQ520	可调移液器	100-1000μl	Q21748F	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：1ml，2.5ml,5ml	
392	YQ521	可调移液器	100-1000μl	L39957F	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.1ml，0.5ml,1ml	
393	YQ522	可调移液器	100-1000μl	Q21973E	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.1ml，0.5ml,1ml	
394	YQ526	可调移液器	0.5-5ml	JL230421260	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.5ml，2.5ml,5ml	
395	YQ555	药典筛4号	筛号：4号	孔径： 0.25mm	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	筛孔基本尺寸：0.25mm	
396	YQ563	药典筛5号	筛号：5号	孔径： 0.18mm	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	筛孔基本尺寸：0.18mm	
397	YQ566	药典筛6号	筛号：6号	孔径： 0.15mm	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	筛孔基本尺寸：0.15mm	
398	YQ597	可调移液器	2-10ml	YE183AG02 12022	10楼1003前处理室 1	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：2ml，5ml,10ml	
399	YQ600	可调移液器	2-10ml	YE183AG02 12014	10楼1003前处理室 1	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：2ml，5ml,10ml	
400	YQ603	可调移液器	200-1000μl	YE3K060037	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.2ml，0.5ml,1ml	
401	YQ624	偏光显微镜	XPL-6	Jm022757	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	物镜放大倍数误差	
402	YQ673	电子天平	YP5002	2019050601	10楼1007试剂室	药品理化部	12	2026/4/15	量程：0.2-500g，分度值0.01g；III级合格	
403	YQ694	可调移液器	20-200μl	L21672H	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：20μl，100μl,200μl	
404	YQ734	可调移液器	1000-5000μl	YE19CAL06 36459	10楼1010前处理室 2	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：1ml，2.5ml,5ml	
405	YQ737	可调移液器	1000-5000μl	YE19CAL06 35986	10楼1003前处理室 1	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：1ml，2.5ml,5ml	
406	YQ738	可调移液器	1000-5000μl	YE19CAL06 35990	10楼1003前处理室 1	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：1ml，2.5ml,5ml	
407	YQ741	可调移液器	100-1000μl	YEA9CAA00 16811	10楼1003前处理室 1	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.1ml，0.5ml,1ml	
408	YQ766	生物显微镜	BX43	OC41307	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	物镜放大倍数误差	
409	YQ767	陶瓷纤维马弗炉	TMF-7.2- 12TP	ZT20077698- 1337	11楼1101热处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：500℃；600℃；750℃；800℃	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
410	YQ770	电泳仪	WIX-miniPR04	1010800100087	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/4/15	示值误差	
411	YQ771	定温干燥箱	DX412C	J3060181	11楼1101热处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：60℃；80℃；105℃；	
412	YQ778	微量分析天平	XPR10	C024537237	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	量程：10-10100mg，分度值0.001mg； I 级合格	
413	YQ779	密度天平	ML204T	C031773876	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/4/15	量程：0.01-220g，分度值0.0001g； I 级合格	
414	YQ782	石墨消解仪	SH220F	SH32429190	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：150℃；350℃；400℃	
415	YQ784	凯氏定氮仪	K1100	K124300530	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	12	2026/4/15	示值误差；测量重复性	
416	YQ785	液体稀释仪	OPUS dispenser	71909007	10楼1011耗材室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：1ml，5ml,10ml	
417	YQ787	旋转蒸发仪	RE-52AA	YRE1814206	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：40℃；60℃；100℃	
418	YQ788	差示量热扫描仪	DSC-1150B	20200725030325	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	程序升温速率偏差；分辨率；温度示值误差；温度重复性；热量示值误差；热量重复性；	
419	YQ799	数显游标卡尺	DL3944	2001987	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	外量爪受检点（mm）：41.2；81.5；121.8 内量爪受检点（mm）：41.2；81.5；121.8 深度测量杆受检点（mm）：20 细分误差受检点（mm）：1，2，3，4，5	
420	YQ831	自动取样溶出仪	DS-806	10227-21	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/4/15	转速误差；温度误差；温度均匀性； 校准温度点：37.0℃；转杆偏心度；转杆与溶出杯的同轴度	
421	YQ855	低温高速离心机	3-18R	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/4/15	常用转速：5000、8000、10000r/min 校准温度点：4℃	
422	YQ885	恒温水浴锅	BWS-20	220314690	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：40℃；60℃；100℃	
423	YQ886	恒温水浴锅	BWS-20	220314684	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：40℃；60℃；80℃；100℃	
424	YQ899	原子荧光光度计	AFS-933	933-	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	稳定性；噪声；检出限；测量重复性；测量线性；	
425	YQ900	溶出仪	DS-806	10352-22	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/4/15	转速误差；温度误差；温度均匀性； 校准温度点：37.0℃；转杆偏心度；转杆与溶出杯的同轴度	
426	YQ902	红外光度计	IRAffinity-1S	A21966004405	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/4/15	在3000cm-1附近的波数误差；在1000cm-1附近的波数误差； 仪器的分辨率在3110~2850cm-1范围内能清晰地分辨出7个峰，峰2851cm-1与谷2870cm-1之间的分辨深度；峰1583cm-1与谷1589cm-1之间的分辨深度。仪器的标称分辨率	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
427	YQ906	液体比重天平	PZ-D-5	11698	10楼1011耗材室	药品理化部	12	2026/4/15	测锤系统与15g钩码的质量差值； 测锤体积引起的相对密度误差值； 横梁分度的间距差引起的相对密度误差； 天平重复性所引起的相对密度误差； 天平总相对密度误差； 天平的灵敏度； 配套砝码的质量：50mg，5mg。	
428	YQ910	可调移液器	500-5000μl	22M15510	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.5ml，2.5ml,5ml	
429	YQ911	可调移液器	500-5000μl	22M25272	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.5ml，2.5ml,5ml	
430	YQ912	可调移液器	500-5000μl	22M15506	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.5ml，2.5ml,5ml	
431	YQ923	电导率仪	3310	23040145	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/4/15	电导池常数示值误差；温度系数示值误差；电子单元引用误差；温度测量示值误差；电子单元重复性；仪器引用误差；仪器重复性	
432	YQ926	可调移液器	100-1000μl	23E22738	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：0.1ml，0.5ml,1ml	
433	YQ928	瓶口分液器	5-50ml	23E18533	10楼1011耗材室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：5ml，25ml,50ml	
434	YQ929	瓶口分液器	5-50ml	23F33921	10楼1011耗材室	药品理化部	12	2026/4/15	校准点：5ml，25ml,50ml	
435	YQ930	数显恒温电砂浴	HH-SY	0026	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/4/15	校准温度点：300℃	
436	YQ974	超净工作台	LC-CJ-2F	D08325110018	10楼1002液相色谱室3	药品理化部	12	2026/4/15	高效过滤器孔径；洁净级别，0.5μm粒子≤3.5个/L，无≥5μm粒子；平均风速在0.25-0.6m/s，均匀性偏差；X/Y/Z三轴振幅	
437	W176	温湿度计	JR912	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
438	W178	温湿度计	JR912	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
439	W179	温湿度计	JR912	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
440	W180	温湿度计	JR912	/	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
441	W241	温湿度计	288-cth	/	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃，30℃ 校准相对湿度：40、60、80%RH	
442	W260	玻璃温度计	-50℃～+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃	
443	W261	玻璃温度计	-50℃～+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃	
444	W263	玻璃温度计	-50℃～+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：2℃，8℃	
445	W264	玻璃温度计	-50℃～+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：10℃，20℃	
446	W265	玻璃温度计	-50℃～+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：2℃，8℃，10℃，20℃	
447	W266	玻璃温度计	-50℃～+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：-20℃，2℃，8℃，	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
448	W267	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：2℃，8℃	
449	W268	玻璃温度计	-50℃~+50	/	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：-20℃	
450	YQ182	电子天平	AB204-N	1202490323	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	量程：0-210g，分度值0.0001g； I 级合格	
451	YQ206	澄明度检测仪	YB-2	07-15-8707	11楼1112水分室	药品理化部	12	2026/8/5	照度示值的相对误差；光源均匀性；光源稳定性；计时器示值误差；	
452	YQ215	脆碎度检测仪	FT-2000SE	20110200078	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/8/5	转速校准点：25转	
453	YQ223	低速自动平衡离心机	LD25-2	09	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	常用转速：1000、2000、3000r/min	
454	YQ471	不溶性微粒分析仪	GWF-8JA	16103093	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/8/5	测得体积与量取体积的示值之差；测得体积的平均值与量取体积的示值之差；微粒计数的相对误差；重复性；通道分辨力：（S10um-S8um）/S10um，（S12um-S10um）	
455	YQ482	电子天平	CPA225D	26508135	11楼1112水分室	药品理化部	12	2026/8/5	量程：0.01-220g，分度值0.0001g； I 级合格	
456	YQ515	自动电位滴定仪	DZ-2	640110N0017040021	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/8/5	电计示值最大允许误差%FS；电计示值重复性%；电计输入电流A；电计输入阻抗Ω；仪器示值最大允许误差%；仪器示值重复性%；滴定管容量最大允许误差mL；	
457	YQ571	紫外可见分光光度计	UV-2600	S206-27600-47	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/8/5	波长示值误差；波长重复性；透射比示值误差；透射比重复性；杂散光；噪声与漂移：透射射比为0%噪声，透射射比为100%噪声，漂移基线平直度；	
458	YQ578	全自动电位滴定仪	ZDJ-3D	3220965	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/8/5	电计示值最大允许误差%FS；电计示值重复性%；电计输入电流A；电计输入阻抗Ω；仪器示值最大允许误差%；仪器示值重复性%；	
459	YQ580	智能崩解仪	ZB-1E	20120210770	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：37℃ 升降的金属支架上下移动距离，往返频率；	
460	YQ586	高效液相色谱仪	1260	DEAEQ16104	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	24	2026/8/5	VWD、荧光检测器。泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性(紫外/荧光)；定量重复性；基线噪声(紫外/荧光)；基线漂移(紫外/荧光)；最小检测浓度(紫外/荧光)；	
461	YQ690	薄层色谱显色加热器	TH- II	31A1710008017	10楼1010前处理室2	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：80℃；105℃；110℃	
462	YQ691	薄层色谱扫描仪	KH-3500Plus	02B1709003	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	波长最大允许误差，波长示值重复性；线性误差mg/ml；同板峰面积重复性； 需显色后测定的峰面积相对标准偏差；	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
463	YQ695	可调移液器	20-200μl	L21356H	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点：20μl, 100μl,200μl	
464	YQ707	180°剥离试验仪	BLJ-C	3007051	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	力值示值误差；剥离速率为300mm/min	
465	YQ708	融变时限检查仪	RBV-4	19-175	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：37℃	
466	YQ709	粘着力测试仪	NLT-30	3008016	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	砝码的重量	
467	YQ710	初粘性测试仪	CNY-1	3002072	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	不锈钢球的重量	
468	YQ711	恒温持粘性测试仪	CNY-HS	3009056	11楼1101热处理室	药品理化部	12	2026/8/5	温度：18-25℃ 湿度：40%-70%	
469	YQ712	真空干燥箱	DZF	1907759	11楼1101热处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：60℃；80℃；105℃；压力测量点：-0.05MPa	
470	YQ715	恒温恒湿箱	HWS-080	H1810375	11楼1101热处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：25℃；湿度：40%-70%	
471	YQ716	崩解仪	ZBS-6E	20190011064	10楼1010前处理室2	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：37℃ 升降的金属支架上下移动距离，往返频率；	
472	YQ717	吸入制剂试验仪	QW-1A	20190670062	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	校准计量点（L/min）：10，30，50	
473	YQ718	旋转式粘度计	NDJ-1	119065	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	仪器重复性；仪器再现性；与K或η的标称值之差。	
474	YQ719	高效液相色谱仪	岛津LC-20AT	L20135740094AE	10楼1001液相色谱室1	药品理化部	24	2026/8/5	紫外检测器。 泵的流量稳定性；泵流量设定值最大允许误差；定性重复性；定量重复性；基线噪声；基线漂移；最小检测浓度；	
475	YQ721	纯水机	CCH-E30-V	CCH-E30-V	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/8/5	示值误差； 稳定性	
476	YQ725	数字大气压表	BY-2003P	9B02	10楼1006办公室	药品理化部	12	2026/8/5	气压量程：60～110Kpa；温度量程：—20℃～50℃	
477	YQ730	可调移液器	1000-5000μl	YE19CAL0635987	10楼1010前处理室2	药品理化部	12	2026/8/5	校准点：1ml, 2.5ml,5ml	
478	YQ740	可调移液器	1000-5000μl	YE19CAL0635991	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/8/5	校准点：1ml, 2.5ml,5ml	
479	YQ751	超级恒温槽	CH1020T	C190906	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：30℃；	
480	YQ762	澄清度测定仪	CY-1	20201110047	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	0.5号-4号浊度值范围。浊度标准液的测定结果与浓度件的线性方程相关系数；0.5号和1号浊度标准液测量浊度值的相对标准偏差%，2-4号浊度标准液测量浊度值的相对标准偏差；	
481	YQ798	自动旋光仪	SGW-531	811720110053	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	示值误差；重复性；仪器稳定性； 温度：20.0；测试箱内的温升；响应时间；低透过率示值误差；低透过率示值重复性	
482	YQ823	水浴恒温振荡器	SHZ-92C	N210376	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：40℃；98℃	
483	YQ835	可调移液器	10-300μl	121S5950	10楼1010前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点：50μl, 150μl,300μl	
484	YQ849	密度计	Easy D40	C128162077	10楼1002液相色谱室2	药品理化部	12	2026/8/5	示值误差；测量重复性；	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
485	YQ850	酸度计	Seven Excellence	C110282238	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/8/5	pH4.00、6.86、9.18	
486	YQ874	药典筛1号	孔径:	1号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 2.0mm	
487	YQ875	药典筛2号	孔径: 0.85mm	2号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.85mm	
488	YQ876	药典筛3号	孔径: 0.355mm	3号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.355mm	
489	YQ877	药典筛4号	孔径: 0.25mm	4号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.25mm	
490	YQ878	药典筛5号	孔径: 0.18mm	5号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.18mm	
491	YQ879	药典筛6号	孔径: 0.15mm	6号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.15mm	
492	YQ880	药典筛7号	孔径: 0.125mm	7号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.125mm	
493	YQ881	药典筛8号	孔径: 0.09mm	8号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.09mm	
494	YQ882	药典筛9号	孔径: 0.075mm	9号	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	筛孔基本尺寸: 0.075mm	
495	YQ888	可调移液器	0.5-5ml	21H21320	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点: 0.5ml, 2.5ml,5ml	
496	YQ891	可调移液器	0.5-5ml	21H21315	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点: 0.5ml, 2.5ml,5ml	
497	YQ907	可调移液器	10-100μl	21L78823	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点: 10μl, 50μl,100μl	
498	YQ909	可调移液器	100-1000μl	22C53420	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点: 0.1ml, 0.5ml,1ml	
499	YQ914	可调移液器	500-5000μl	22M25257	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准点: 0.5ml, 2.5ml,5ml	
500	YQ917	固体粒度分析仪	LT2200	A623A70	10楼1008仪器室	药品理化部	12	2026/8/5	光散射法; “标准粒子”的d(0.5)均值与其特征值的偏差; 平行测定的RSD; “标准粒子”的d(0.1)和d(0.9)均值与其特征值的偏差; 平行测定的RSD; 对粒径小于10μm的“标准粒子”, 测定的d(0.5)均值与其特征值的偏差; 平行测定的RSD≤6%; d(0.1)和d(0.9)均值与其特征值的偏差; 平行测定的RSD; 动态光散射法 平均粒度约为100nm的标准粒子, 平均粒径测量值; , 平均粒径的相对标准偏差; 100、250、400nm的标准离子平均粒径的相对标准偏差	
501	YQ961	pH计	PHSJ-4F	602121NB124060097	10楼1003前处理室1	药品理化部	12	2026/8/5	pH4.00、6.86、9.18	

2026年仪器设备检定校准清单

- 1、本清单仪器需出具检定证书或加盖 CNAS 标识的仪器校准证书。如不在资质范围内需分包的仪器设备，需在报价单备注处载明且填报拟分包有资质的机构。
- 2、证书参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
502	YQ962	电子天平	JA11003N	X032506014	10楼1005天平室	药品理化部	12	2026/8/5	1100g，分度值0.001g；Ⅱ级合格	
503	YQ966	超净工作台	SW-CJ-1GQ	Y2025102228	11楼1112水分测定室	药品理化部	12	2026/8/5	高效过滤器孔径；洁净级别，0.5μm粒子≤3.5个/L，无≥5μm粒子；平均风速在0.25-0.6m/s，均匀性偏差；X/Y/Z三轴振幅	
504	YQ967	超净工作台	SW-CJ-2GQ	Y2025102228	10楼1002液相色谱室3	药品理化部	12	2026/8/5	高效过滤器孔径；洁净级别，0.5μm粒子≤3.5个/L，无≥5μm粒子；平均风速在0.25-0.6m/s，均匀性偏差；X/Y/Z三轴振幅	
505	YQ968	恒温水浴锅	QQ-600	251023	10楼1003前处理室	药品理化部	12	2026/8/5	校准温度点：37℃，60℃，100℃	